

## **Informace pro lékaře**

### **ODBĚR HEMOKULTURY:**

1. Před odběrem proveďte stěr z desinfikované kůže, zašlete s hemokulturami.
2. Odeberte 10 ml venózní krve do 1 hemokultivační nádoby.
3. Na průvodní list uveďte datum a čas odběru, teplotu při odběru, případně terapii antibiotiky.
4. Ihned po odběru odešlete do laboratoře. Není-li to možné, ponechte nádobku před transportem do laboratoře při pokojové teplotě.
5. Doba odběru závisí na průběhu teplotní křivky. Odběr by měl být proveden při vzestupu teploty, kdy jsou bakterie vyplavovány do krevního oběhu.